

Fiche technique et de bon usage WaterWear (pochette étanche)

Le WaterWear est une enveloppe transparente étanche qui permet à l'utilisateur de se baigner et de pratiquer les activités nautiques de son choix. Le WaterWear recouvre intégralement l'audio processeur (y compris l'antenne pour les processeurs SONNET et OPUS 2).



Description du dispositif	Le WaterWear se compose d'une pochette étanche et d'une bande adhésive.
Caractéristiques	Conçu pour la baignade et les activités nautiques en eau chlorée, douce ou salée. Compatible avec des substances communément associées : crème solaire, savon doux, substances cosmétiques. Non compatible avec des produits chimiques en général (acétone...). Parfaitement étanche. Pour SONNET : il est recommandé d'utiliser le mode omnidirectionnel du microphone.
Indice de protection à la poussière et à l'eau	IP 68. Tests réalisés pendant 2 heures à une profondeur de 4 mètres.
Compatibilité	Compatible avec les audio processeurs SONNET, SONNET EAS, OPUS 2 et RONDO. <i>Pour SONNET EAS, enlever d'abord l'oreillette EAS pour la remplacer par une oreillette SONNET classique.</i> Ne pas utiliser d'autres pochettes étanches qui ne seraient pas spécifiquement compatibles avec les audio processeurs MED-EL.
Alimentation	Pour RONDO : piles alcalines ou à l'oxyde d'argent (pas de piles Zinc-Air). Pour SONNET : piles alcalines, à l'oxyde d'argent ou batteries rechargeables (pas de piles Zinc-Air).

MED-EL Elektromedizinische Geräte Gesellschaft m.b.H

400 Av. Roumanille – CS 700 62
F-06902 Sophia-Antipolis Cedex
Tel: +33 (0)4 83 88 06 00 / Fax: +33 (0)4 83 88 06 01
Code APE: 2660Z - RCS Antibes: 820 526 309
TVA Intracom : FR 45-820526309

Société Générale
IBAN : FR76 3000 3015 7000 0200 3151 820
SWIFT/BIC – SOGEFRPP
www.medel.com

Utilisation	Pochette étanche : utilisable jusqu'à 3 fois, pendant un maximum de 16 heures consécutives par utilisation. Bande adhésive : usage unique.
Fixation	Il est recommandé d'utiliser une fixation complémentaire dans l'eau ou pour toute activité sportive (bonnet de bain, bandeau...).
Contenu du packaging	3 pochettes étanches et 9 bandes adhésives. 9 utilisations
Matériaux	Pochette étanche : TPE-U de type élastomère thermoplastique de polyuréthane. Bande adhésive : vinyle monomère.
Tarifs	WaterWear pour BTE : 45,00€ TTC (9 utilisations). WaterWear pour RONDO : 34,02€ TTC (9 utilisations).



Lire attentivement la notice d'utilisation du WaterWear.

Ne pas laisser un enfant jouer ou utiliser le WaterWear sans la supervision d'un adulte.

Retrouvez le guide pratique **WaterWear pour SONNET, EAS, OPUS 2** en vidéo sur : <http://bit.ly/2tlj5B0>

Retrouvez le guide pratique **WaterWear pour RONDO** en vidéo sur : <http://bit.ly/2tcnYxL>

Activez les sous-titres et sélectionnez « Français ».



Une question ?

Besoin d'aide ou d'un dépannage ?

Contactez notre service après-vente au 04 83 88 06 00

Ouvert du lundi au vendredi

De 9h00 à 13h00

De 14h00 à 17h00

office@fr.medel.com

MED-EL Elektromedizinische Geräte Gesellschaft m.b.H

400 Av. Roumanille – CS 700 62
F-06902 Sophia-Antipolis Cedex
Tel: +33 (0)4 83 88 06 00 / Fax: +33 (0)4 83 88 06 01
Code APE: 2660Z - RCS Antibes: 820 526 309
TVA Intracom : FR 45-820526309

Société Générale
IBAN : FR76 3000 3015 7000 0200 3151 820
SWIFT/BIC – SOGEFRPP
www.medel.com